

强劲机器性能

长时间持续工作，稳定的气流控制和快速的吸气需求响应让病人呼吸更舒适。

进口升级版涡轮机与温控技术相结合，涡轮长时间工作仍可确保输送给病人的气体温度恒定不变。

丰富完善的通气选择



新增DualPAP (双水平气道正压通气) 可在高压相和低压相辅以舒适的压力支持，鼓励病人自主呼吸，锻炼病人的呼吸功能，从而减少对呼吸机的依赖。(选配)

通气模式: A/C(V) (容量控制下的辅助/控制通气)、A/C(P) (压力控制下的辅助/控制通气)、SIMV(V)+PS (同步间歇容量指令通气辅以压力支持)、SIMV(P)+PS (同步间歇压力指令通气辅以压力支持)、PRVC (压力调节容量控制通气)、SPONT (自主呼吸)、ExtraBreath (手动呼吸)。

转运轻便型设计

系统结构全面升级，机器重量仅为7.5kg，灵巧轻便，适用于院内外转运、ICU监护室、复苏室、急救中心等各种医疗环境。

内置高性能涡轮机，可低噪声、低功耗、长时间运行，无需空压机、高压气瓶或中央供气源。

内置高容量锂电池，支持长时间的转运电力保障。



深圳市普博科技有限公司
Shenzhen Prunus Medical Co.,Ltd.

NMPA CE 0123 ISO13485



地址：深圳市宝安区福永新田大道71号福宁高新产业园C栋普博大厦9楼
网址：www.prunusmedical.com
电话：+86 755 2689 9781 / 177 9636 0335 (市场) / 177 9636 0334 (售后)
传真：+86 755 2689 9789
邮箱：sales@prunusmedical.com

授权代理商：

PN: 20210407

prunus 普博



NEW Boaray 2000D、Boaray 2000C
电动电控治疗呼吸机

NEW

电动电控治疗呼吸机

Boaray 2000D、Boaray 2000C



功能特点

便携轻巧

性能强劲

控制精准

快速响应



五百多家大型三甲医院广泛应用,远销全球上百个国家,为数十余家国际呼麻厂商提供OEM/ODM输出合作。

性能强劲

原装进口升级版涡轮机、核心元器件,机器性能有保障。

结构全面升级,机器重量仅为7.5kg,是目前最小最轻的转运型重症护理呼吸机之一。

功能强大

新增DualPAP通气模式,丰富的通气模式加上强大的辅助功能,为临床呼吸治疗方案提供多种选择。

容量控制模式下最小潮气量可设置为20mL。

简单易用

8.4英寸彩色液晶触摸屏,结合飞梭旋钮、一键进入按键设计,让机器操作流畅自如。

呼气阀可随时打开释放过高压,且拆装方便,可在134℃高温高压下消毒,防止细菌交叉感染。

Boaray 2000D与Boaray 2000C功能配置略有不同,详情敬请垂询。



术后复苏+转运



呼吸治疗+转运



长时间生命支持转运

呼吸支持与治疗

ICU、呼吸科、亚危急重症科、急诊科、麻醉科复苏室等科室

流畅的操作体验

摒弃多级菜单式繁琐操作,界面层级清晰明了,常用功能一键进入。

系统可设置不同字体大小和波形显示,适应临床的多种观测需求。

交互友好型自检操作指导,文字描述+图片指示,让系统自检更简单快捷。

